

## Sobre o Sensor

O sensor SpO2 MAX30102 apresenta 2 funções principais, sendo estas a medição dos batimentos cardíacos e a medição indireta (não invasiva) da quantidade de oxigênio no sangue, ambos exibidos no display.

## Sobre a biblioteca

Esta biblioteca utiliza de outras bibliotecas necessárias para as medições dos dados pelo sensor e para a exibição das mesmas no display. Para o correto funcionamento desta biblioteca são utilizadas as seguintes bibliotecas:

- **time.h:** utilizada para a implementação de *delays* no funcionamento do módulo.
- **Wire.h:** biblioteca responsável por conter as funções necessárias para gerenciar a comunicação entre os dispositivos através do protocolo I2C.
- **MAX30105.h:** biblioteca responsável por configurar o sensor MAX30102.
  - **OBS:** Esta biblioteca é funcional tanto para o MAX30105 quanto para o MAX30102.
- **spo2\_algorithm.h:** biblioteca responsável por calcular os batimentos cardíacos e a oxigenação do sangue.
- **lcd.h:** biblioteca responsável por configurar o lcd para que o mesmo mostre os dados recebidos do módulo max30102.

## Configurações

### Clock

O *clock* é configurado em 16Mhz por padrão na biblioteca "MAX30102\_MODULE.h". Caso seu projeto utilize outra frequência de *clock*, utiliza-se a função **setClock** para alterá-la.

```
1 #define F_CPU 16000000UL
2
3 void MAX30102_Module::setClock(unsigned long clock){
4     #define F_CPU clock;
5 }
```

## Sensor

O sensor está configurado para funcionar integrado ao módulo, não necessitando de nenhuma configuração manual. Para realizar a configuração, utiliza-se a função **initialize\_module(void)** da biblioteca "MAX30102\_MODULE.h", após isto, o módulo já estará pronto para iniciar as leituras.

```
1 MAX30105 particleSensor;
2
3 // Initialize sensor
4 bool MAX30102_Module::initialize_module(){
5
6     lcd.LCD_Initializer(); //Inicializa o lcd
7     lcd.LCD_String("Inicializando...");
8     _delay_ms(1000);
9
10    byte ledBrightness = 60; //Options: 0=Off to 255=50mA
11    byte sampleAverage = 4; //Options: 1, 2, 4, 8, 16, 32
12    byte ledMode = 2; //Options: 1 = Red only, 2 = Red + IR, 3 = Red + IR + Green
13    byte sampleRate = 100; //Options: 50, 100, 200, 400, 800, 1000, 1600, 3200
14    int pulseWidth = 411; //Options: 69, 118, 215, 411
15    int adcRange = 4096; //Options: 2048, 4096, 8192, 16384
16
17    //A linha a seguir, aplica as configurações
18    particleSensor.setup(ledBrightness, sampleAverage, ledMode,
19                        sampleRate, pulseWidth, adcRange);
20
21    lcd.LCD_Clear();
22    lcd.LCD_String("Inicializado!");
23    _delay_ms(400);
24    return true;
25 }
```

## Display LM016L 16x2

Todas as bibliotecas necessárias para uso desse display estão incluídas, a configuração é realizada pela função interna **LCD\_Initializer()** da biblioteca "lcd.h", que é executada dentro da função **initialize\_module(void)**.

```
1 void LCD::LCD_Initializer(void)
2 {
3     LCD_Dir_00 = 0xFF;
4     _delay_ms(20);
5
6     LCD_Commandgiver(0x02);
7     LCD_Commandgiver(0x28);
8     LCD_Commandgiver(0x0c);
9     LCD_Commandgiver(0x06);
10    LCD_Commandgiver(0x01);
11    _delay_ms(2);
12 }
```

## Funções

- **void setClock(unsigned long Clock)** - Aplica uma nova configuração de Clock. Atenção: A configuração default é de 16MHz.

código dessa função é mostrado na seção anterior

- **bool initialize\_module()** - Configurar e inicializar o display e o sensor. Retorna **True** se tiver inicializado com sucesso ou **False**, caso contrário.

código dessa função é mostrado na seção anterior

- **bool hasNewData()** - Verifica se existem novos dados no armazenamento do sensor. Retorna **True** se houver novos dados, ou **False** se não houver.

```

1  bool MAX30102_Module::hasNewData(){
2      if (particleSensor.available() == true){
3          particleSensor.check();
4          return true;
5      }
6      return false;
7  }

```

- **void readData()** - Verifica se existem dados no sensor, quando houver, realiza a leitura destes dados no armazenamento do sensor e exibe no display.

```

1  void MAX30102_Module::readData(){
2      lcd.LCD_Clear();
3      while (hasNewData() == false){ //Aguardando por novos dados
4          //particleSensor.check(); //Checa os dados no armazenamento do sensor;
5          lcd.LCD_String(("Encoste o dedo..."));
6          delay(100);
7      }
8
9      if (particleSensor.available() == true) {
10         for (byte i = 0 ; i < 100 ; i++){
11
12             redBuffer[i] = particleSensor.getRed();
13             irBuffer[i] = particleSensor.getIR();
14             particleSensor.nextSample(); //We're finished with this sample so move to next sample
15             lcd.LCD_Clear();
16             lcd.LCD_String(("red="));
17             lcd.LCD_String((char *)redBuffer[i]);
18             lcd.LCD_String((" , ir="));
19             lcd.LCD_String((char *)irBuffer[i]);
20             _delay_ms(50);
21         }
22     }
23 }

```